

# neodisher® mediklar

Additivo per il risciacquo in macchine speciali



## **Principali applicazioni di impiego:**

Utilizzato come additivo nella fase di risciacquo di macchine speciali per il trattamento di strumenti chirurgici, compreso lo strumentario oftalmico, utensili per anestesia, container, biberon, endoscopi flessibili e innesti.

## **Proprietà:**

neodisher® mediklar è un additivo utilizzato nella fase di risciacquo studiato appositamente per lo strumentario descritto. Le eccellenti proprietà bagnanti di neodisher® mediklar garantiscono un'asciugatura veloce e senza striature. L'utilizzo di neodisher® mediklar riduce pertanto drasticamente i tempi di asciugatura e i consumi energetici del trattamento.

**Additivi per il risciacquo possono causare cricche di tensione su utensili per anestesia in polisolfone (PSF) o polifenilsolfone (PPSF), come valvole e tubi di connessione per maschere laringee, adattatori e parti dei coperchi di container. L'uso di neodisher® mediklar deve essere quindi preventivamente testato.**

## **Impiego e dosaggio:**

In macchine speciali:  
dosaggio nell'ultima fase di risciacquo 0.3-1.0 ml/l tramite apposito sistema di dosaggio.

Non miscelare con altri prodotti.

Prima di cambiare prodotto lavare con acqua il sistema di dosaggio compresi i tubi di aspirazione.

Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle direttive per l'igiene negli ospedali e la prevenzione di infezioni RKI e delle normative per i prodotti medicali basandosi su processi adeguati.

Solo per uso professionale.

## **Dati tecnici:**

Peso specifico a 20°C: 1,0 g/cm<sup>3</sup>  
valore del pH (in acqua demineralizzata, 20°C) 0.3-1,0 ml/l: 5,9 – 6,0  
Viscosità (concentrato, 20°C): < 50 mPas

## **Componenti:**

Componenti per detersivi secondo il regolamento CE 648/2004 relativo ai detersivi:  
<5% tensioattivi anionici  
5-15% tensioattivi non ionici  
inoltre conservanti (metilcloroisotiazolinone, metilisotiazolinone)

## **Marchio CE:**

neodisher® mediklar corrisponde alle normative sui prodotti medicali e alle direttive in esse contenute 93/42/CEE relativa ai prodotti medicali.

***Tossicologia:***

Se impiegato seguendo le istruzioni, neodisher® mediklar non è pericoloso dal punto di vista tossicologico (valutazione basata su norma EN ISO 10993-1). Il test della valutazione del rischio è disponibile su richiesta.

***Stoccaggio:***

Conservare al riparo dal gelo. Conservato correttamente si mantiene per 1 anno.

***Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza:***

neodisher® mediklar non è classificato come preparato pericoloso secondo le direttive 99/45/CE.

La confezione deve completamente svuotata e richiusa prima dello smaltimento. Per lo smaltimento dei resti del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza e l'incidenza sull'ambiente si possono evincere dalle scheda di sicurezza CE. Queste possono essere consultate sotto [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de) alla voce "Service".